

Twister-schakelaar

Informatiehandleiding

- Twister op gebogen staafje, lange kabel (P005-50 zwart, P005-51 rood, P005-52 geel, P005-53 blauw, P005-54 groen)
- Twister op gebogen staafje, korte kabel (P005-60 zwart, P005-61 rood, P005-62 geel, P005-63 blauw, P005-64 groen)
- Twister Basic, lange kabel (P005-70 zwart, P005-71 rood, P005-72 geel, P005-73 blauw, P005-74 groen)
- Satellite Twister (P005-40 zwart, P005-41 rood, P005-42 geel, P005-43 blauw, P005-44 groen)



Over de Twister

De Twister is een duurzame en solide schakelaar van 17 mm die maar licht aangeraakt hoeft te worden om ingeschakeld te worden en is verkrijgbaar in 5 kleuren. De Twister heeft een standaard mono-aansluiting van 3,5 mm. Steek de jack van de Twister in de vrouwelijke aansluiting van 3,5 mm van een apparaat dat is aangepast voor schakelaars, een joystick of een computer. (voor computers heeft u een schakelaar-interface nodig)

De Twister bedienen

De Twister-schakelaar is een mechanische normale open schakelaar. Als de schakelaar wordt ingedrukt, wordt deze dus geactiveerd.

Om uw Twister te activeren, drukt u het activatiegedeelte in. U voelt en hoort een duidelijk waarneembare en hoorbare 'klik'.

Reinigen en onderhoud

De Twister correct laten functioneren

- Ontkoppel de Twister en veeg deze af met een licht vochtige doek en schoonmaakmiddel of alcohol.
- Dompel de Twister nooit onder in water of schoonmaakmiddel.
- Trek of draai de kabel niet om de Twister.

- Probeer de behuizing van de Twister niet te openen of demonteren.

Informatie over garantie en klantenservice

mo-Vis geeft twee jaar garantie op uw Twister-schakelaar. De garantie gaat in op de aankoopdatum en dekt materiaal- en productiefouten.

Voor ondersteuning en meer informatie over andere producten van mo-Vis, kunt u contact opnemen met:

mo-Vis bvba
Biebuyckstraat 15 D
9850 Nevele

+32 9 335 28 60
info@mo-vis.com
www.mo-vis.com



Installatie



Zorg ervoor dat u tijdens de installatie van de Twister geen kabels beschadigt.

Controleer tijdens gebruik regelmatig de kabels.

Twister op gebogen staafje

De Twister is bevestigd op een Quick-to-mount, 10 cm lange gebogen staafje van mo-Vis met een diameter van 6 mm.



De Twister op gebogen staafje kan met behulp van de Quick-to-mount klemmen op andere staafjes of de rolstoel worden gemonteerd.

Twister Basic

De Twister is met 2 schroeven op een metalen/plastic plaat gemonteerd.



De Twister Basic kan in een tafelblad gemonteerd worden.

Satellite Twister



De Twister is uitgerust met een inzetstuk dat op de All-round Joystick gemonteerd kan worden.

Technische specificaties

Technische specificaties Twister-schakelaar

- Type schakelaar: mechanisch Normaal Open
- Soort aansluiting: kabel
- Activatie: indrukken
- Diameter activatiegedeelte: 1,7 cm
- Activeringskracht: 30 g
- Afstand vóór activatie: 0,5 mm
- Feedback: hoorbare, voelbare klik
- Jack grootte: 3,5 mm mono-aansluiting
- Kabellengte: korte kabel van 30 cm of lange kabel van 150 cm
- Bevestigingstype gebogen staafje: Diameter van 6 mm Lengte van 10 cm
- Bevestigingstype Basic: met 2 schroeven op een metalen/plastic plaat gemonteerd Opening met een diameter van 2,5 mm Afstand van 8 mm
- 2 soorten schroeven geleverd:
 - met een diameter van 2,2 mm en een lengte van 6,5 mm voor een plaatdikte van 0,5 tot 2 mm
 - met een diameter van 2,2 mm en een lengte van 9,5 mm voor een plaatdikte van 3 tot 4,5 mm

Catalogusnummer: D-P005-50-75-00



mo-Vis bvba
Biebuyckstraat 15 D 9850 Nevele BELGIË
+32 9 335 28 60 info@mo-vis.com - www.mo-vis.com